

自动体外除颤器 的使用方法

1 开启AED


开机后
按照语音提示操作



自动体外除颤器，简称**AED**
被誉为心搏骤停患者的“救命神器”

2 贴电极片

按图示将电极片
贴在裸露的胸部



3 分析心律

不要触碰患者，
等待AED分析心律



4 除颤

如建议除颤，不要触碰
患者，AED放电除颤



除颤后，立即实施心肺复苏，
2分钟后，AED再次分析心律

注：AED使用方法简单，非医学专业人员经过培训后可安全使用



红十字救在身边

国家彩票公益金支持
中国红十字会总会训练中心承制